





ずっとカタチを変えずに愛され続けるパシーマのキルトケットとパットシーツ。



品番	品名	サイズ(約 cm)	カラー	価格 (税込8%)
5800	パシーマ®キルトケットシングル	145×240	きなり、白、ピンク、ブルー	(税抜き)6,500円 (税込) 7,020円
5802	パシーマ®キルトケットダブル	180×240	きなり、白、ピンク、ブルー	(税抜き)8,000円 (税込) 8,640円
5805	パシーマ®キルトケット肩あったかシングル	145×140 145×240	きなり	(税抜き)12,000円 (税込) 12,960円
5806	パシーマ®キルトケットジュニア	120×180	きなり、白、ピンク、ブルー	(税抜き)4,500円 (税込) 4,860円
5806L	パシーマ®キルトケットジュニアプラス	120×207	きなり(ジュニアに約30cm足しました)	(税抜き)5,500円 (税込) 5,940円



品番	品名	サイズ(約 cm)	カラー	価格 (税込8%)
5600	パシーマ®パットシーツシングル	110×210	きなり	(税抜き)8,000円 (税込) 8,640円
5610	パシーマ®パットシーツセミダブル	133×210	きなり	(税抜き)9,000円 (税込) 9,720円
5620	パシーマ®パットシーツダブル	155×210	きなり	(税抜き)10,000円 (税込) 10,800円
5812	パシーマ®パットシーツジュニア	90×210	きなり、白	(税抜き)6,000円 (税込) 6,480円

※生産の都合上、ハギの縫い目があります。
※2016年8月現在

取り扱い方法・使用上の注意

K16N08G18N

- ◎初めてのご使用前に、水洗いしていただきますと風合いがよりやさしくなります。
- ◎週1回以上洗濯してください。洗うほど風合いが良くなります。
- ◎洗濯時は折り畳まず、ネットに入れずに洗濯機に入れてください。
- ◎洗濯機は全自動か二層式がおすすめです。
- ◎タンブラー乾燥はさけてください。
- ◎柔軟剤（柔軟剤入り洗剤）のご使用はおすすめしません。
- ◎塩素系漂白剤のご使用はお控えください。
- ◎使用後は空気にさらすか干していただきますと水分を放湿し、再使用时暖かです。
- ◎約100回の耐洗濯性がありますが、古くなってもゾーキンなどとして最後まで使えます。
- ◎干す時は縮まないように両手で軽くのばしてください。



※洗濯後は中綿のふくれにより5%程度縮みます。
※素材の特質上、色調・サイズに若干の差が生じます。
※商品の改良により仕様を変えることがあります。
※掲載写真はイメージです。

材質・素材

◎3層構造

側地/綿100% (ガーゼ)
詰めもの/綿85% (脱脂綿),
ポリプロピレン15%
寸法変化率: ±3% (JIS L 1096D)

◎5層構造

側地/綿100% (ガーゼ)
詰めもの: 上層・下層/綿85% (脱脂綿), ポリプロピレン15%
中層/綿60% (脱脂綿), ポリエステル40%
寸法変化率: ±3% (JIS L 1096D)



この製品は繊維製品の国際試験研究
共同体により、人に対する安全性、信
頼性の認証規格である「エコテックス
規格100」の最も厳しい分野の「製品
分類I (乳幼児用製品)」をクリアして
います。赤ちゃんの肌にも使える安全性
が国際規格でも認められています。

実用新案登録済


人に、いちばん、やさしいものを。いつも、ずっと、つかえるものを。



〒839-1306 福岡県うきは市吉井町新治 278 TEL:0943-75-3148

www.pasima.com

※パシーマは龍宮株式会社の登録商標です。※本書記載のすべての無断転載を禁じます。



脱脂綿とガーゼでつくる究極の寝具、パシーマ。

pasima
Made in Japan.OEKO-TEX® Standard 100 Class One Certified.

パシーマ®

